

Zelion

Equipamientos de laboratorio

Solución de almacenamiento 3M KCL para electrodos de pH/ ORP. Botella de 4 OZ (118 ml) Marca Apera

| **Marca:** Apera



Solución de almacenamiento 3M KCL para electrodos de pH/ ORP. Botella de 4 OZ (118 ml) Marca Apera

Esta solución es para acondicionar y extender la vida útil de los electrodos / probadores / sensores regulares de pH y ORP Los electrodos de pH / ORP que se almacenan secos perderán su sensibilidad y precisión temporalmente. Se pueden restaurar sumergiéndolos en la solución KCL.

Mantener los electrodos de pH / ORP almacenados en la solución de almacenamiento cuando no están en uso es una práctica recomendada. Fecha de caducidad indicada en la botella.

Contenido: Solución 3M KCL

Volumen: 4 oz. (118 ml)